

HYPRAL

BASE ZONDER CHLOOR

REINIGEN VAN MELKMATERIAAL

BIJ VOORKEUR 'S AVONDS TE GEBRUIKEN

DAGELIJKS AFWISSELEN MET HYPRACID

SPECIFICATIE

- . Heldere vloeistof, Bleekgeel
- . Onverdunde pH : Niet beschikbaar
- . pH bij 10 g/L : $12,5 \pm 0,2$
- . Dichtheid 20°C : $1,3 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- . Vriespunt: -5 °C

OMSCHRIJVING

- . Belangrijkste bestanddelen :

Natrium hydroxyde

Antikalk

Emulgatoren

TOEPASSING

. HYPRAL wordt gebruikt voor het reinigen van het melkmateriaal en het melkvaatwerk, bij automatisch of manueel gebruik

. Het is aangeraden HYPRAL niet op aluminium te gebruiken

Gebruiksaanwijzing:

AUTOMATISCH GEBRUIK :

Machines met of zonder automatische instelling

- 1) Na het melken, het materiaal spoelen met lauw water met drinkwaterkwaliteit
- 2) Een oplossing laten circuleren van 5 g/l HYPRAL, t.t.z. 1 doseerbeker voor 10 l water bij een temperatuur hoger dan 50°C gedurende 5-8 mn
- 3) Spoelen met koud water met drinkwaterkwaliteit

HANDMATIG GEBRUIK :

Borstelen en laten inwerken

- 1) Na het melken, het materiaal spoelen met lauw water met drinkwaterkwaliteit
- 2) Een oplossing voorbereiden van 5 g/l HYPRAL, t.t.z. 1 doseerbeker voor 10 l water bij een temperatuur van 35-50 °C
- 3) Na het borstelen gedurende 5 mn laten inwerken
- 4) Spoelen met koud water met drinkwaterkwaliteit

AANBEVELINGEN

HYPRAL wordt dagelijks afgewisseld met HYPRACID. Deze afwisseling heeft de volgende voordelen :

- . Kalk wordt beter verwijderd in een zure omgeving, waarals organische stoffen beter worden verwijderd in een alkalische omgeving
- . Micro-organismen zijn gevoelig aan belangrijke schommelingen van de pH
- . Door het regelmatig gebruik van HYPRAL, product met een groot reingingsvermogen dat de fysieke en bacteriologische veiligheid van het melkmateriaal garandeert., bekomt men melk van kwaliteit

CONTROLE VAN DE OPLOSSING

- . Monstername : 50 ml
- . Indicator : Fenolftaleïne
- . Reagentia: HCl N/2
- . Titratiefactor : $f = 0,2$

$$\text{Concentratie in \%} = \text{Buretval} * f$$

$$\text{Concentratie in g/l} = \text{Buretval} * f * 10$$

VERPAKKING

Produkt : HYPRAL

Datumvan Herziening : 11/05/09

Versie : 1.2

Artikelnummer : 0 260 3

Jerrycan 22l Geel 25kg

Vaatje 60l Donkerblauw 70kg

Vat 220l Donkerblauw 260kg

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche beschikbaar op INTERNET :

<http://www.hypred.fr>

Nooit HYPRAL mengen met HYPRACID of eender welk ander product.

WETGEVING

Dit product mag gebruikt worden op oppervlakken die in contact komt met waren, producten en dranken bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie.