

QUICK SPRAY

DATUM VAN HERZIENING: 28/01/25

Gebruiksklare vloeistof, uitsluitend voor professioneel gebruik
Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door voor en/of na het
melken te sprayen
Handmatige of automatische toepassing

BIOCIDE

Werkzame stof(fen) per 100 g product : L-(+)-melkzuur 2g ; CAS nummer 79-33-4 ; EG-nummer 201-196-2 +Salicylzuur
0,099g ; CAS nummer 69-72-7 ; EG-nummer 200-712-3

HOOFGROEP 1: Desinfectiemiddelen en algemene biociden; Productsoort 3: biociden voor veterinaire
hygiënedoeleinden

Toelatingsnummer: BE-REG-01315

Toelatinghouder: HYPRED, Numéro BCE: 635734139, 55 Boulevard Jules Verger, 35803 DINARD – FRANCE

Fysisch-chemische eigenschappen

Voorkomen	Ondoorschijnende, melkachtige vloeistof
Kleur	Geel
Geur	Licht
pH onverdund product	2,8±0,2
Massadichtheid	1,039±0,01 g/cm ³
Vriespunt	-4 °C
Relatieve dichtheid	1,039±0,01

Eigenschappen

Voornaamste bestanddelen:
Actieve stoffen : LSA ® actief complex van hydroxy-zuren
Hydraterende stoffen : glycerine, propyleenglycol
Soepel makende stoffen : melkzuur
Tensio actieven
Kleurstof

Gebruiksaanwijzing

Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door voor en/of na het melken te sprayen

Voor het melken: QUICK SPRAY is een gebruiksklaar bacterie-, gist- en virusdodend ontsmettingsmiddel tegen geënveloppeerde virussen.

Verwijder voor toepassing van het product alle zichtbare verontreinigingen.

Handmatig of automatisch sprayen over de gehele lengte van de spenen van het dier voor het melken.

QUICK SPRAY

DATUM VAN HERZIENING: 28/01/25

Laat het product ten minste 30 seconden inwerken voor een bacteriedodende en gistdodende werking.

Laat het product ten minste 1 minuut inwerken voor een virusdodende werking.

Pas systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel wordt aangesloten.

Na het melken: QUICK SPRAY is een gebruiksklaar bacterie-, gist- en virusdodend ontsmettingsmiddel tegen geënclopeerde virussen.

Handmatig of automatisch sprayen over de gehele lengte van de spenen van een dier na het melken.

QUICK SPRAY heeft na 1 minuut inwerken een efficiënte bacteriedodende en gistdodende werking en na 5 minuten inwerken een efficiënte virusdodende werking tegen geënclopeerde virussen.

Laat de koeien ten minste 5 minuten staan. Laat het product staan tot de volgende melking.

Pas bij de volgende melking systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel wordt aangesloten.

Maak de toedieningsapparatuur regelmatig schoon met warm water

Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door sprayen na het melken.

QUICK SPRAY is een gebruiksklaar bacterie- en gistdodend ontsmettingsmiddel.

Na het melken spuit de melkrobot QUICK SPRAY onverdund op de spenen. Laat het product staan tot de volgende melking. Laat de koeien staan totdat het product is opgedroogd (minstens 5 minuten).

Breng steeds na het melken QUICK SPRAY opnieuw aan.

Zorg vóór het melken dat de melkrobot altijd goed staat ingesteld voor het reinigen van de spenen.

Lees de instructies in de technische documentatie

Controleparameters

Gelieve uw technicus te raadplegen voor alle vragen met betrekking tot de controleparameters.

Verpakkingen

Jerrycan	0,5l		0,5kg
Jerrycan	22l	Lichtgrijs	22kg
Vaatje	60l	Donkerblauw	60kg
Vat	220l	Donkerblauw	220kg

Opslaan in een propere, koele en goed geventileerde ruimte en weg van warmtebronnen en intens licht.

Kwaliteit - Veiligheid

Distributeur/Verdeler :

Kersia Belgium N.V.

Parc industriel

Parc paysager de Tyberchamps 14

7180 SENEFFE

Tel : +32 (0) 71 46 80 10. - e-mail : kersia@kersia-group.com

QUICK SPRAY

DATUM VAN HERZIENING: 28/01/25

Raadpleeg de veiligheidsfiche beschikbaar op het INTERNET: <http://www.kersia-group.com>
 Het product gebruiken binnen 24 maanden na productiedatum.

Reglementering

QUICK SPRAY is een mengsel in overeenstemming met Verordening (EG) nr 1907/2006, van 18 december 2006, betreffende de Registratie, Beoordeling en Toelating van Chemicaliën (REACH), ongeacht de productielocatie. Stoffen die onder de REACH Reglementering vallen en een bestanddeel zijn van QUICK SPRAY werden geregistreerd of pre-geregistreerd, of door uw bedrijf, of door onze toeleveranciers.

QUICK SPRAY bevat geen stoffen die voorkomen op de zeer zorgwekkende kandidaatlijst van stoffen die voor Autorisatie gepubliceerd werd en regelmatig bijgewerkt wordt door ECHA.

Werkzaamheid

Activiteit	Norm	Getest(e) organisme(n)	Interfererende stof(fen)	Contacttijd:	Temperaturen:	Concentratie:
Bacteriedodend	EN 1656	Escherichia coli, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus	magere melk 1%	1min	30°C	50%
		Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus uberis	3 g/l runderalbumine	30seconden	30°C	50%
Gistdodend	EN 1657	Candida albicans	3 g/l runderalbumine	30seconden	30°C	100%
			magere melk 1%	1min	30°C	80%
Virusdodend	EN 14675	Modified vaccinia virus Ankara (MVA)	3 g/l runderalbumine	1min	30°C	80%
			magere melk 1%	5min	30°C	80%